



平時應該如何評估
血管健康呢？



聚康醫療體系
JYU KANG Medical System



透析瘻管如同洗腎患者的第二條生命線，在面臨到突然的停止、無法使用，對於病患及醫護人員都是莫大的困擾。

根據「腎臟疾病治療成果品質建議指南」（以下簡稱K / DOQI指南）建議，以**理學評估**合併有效的**定期追蹤** (surveillance) 幫忙早期發現瘻管問題，早期處置，避免嚴重的瘻管併發症。



聚康醫療體系
JYU KANG Medical System



理學評估可以透過用眼觀察、用手觸摸、用耳朵聽檢查出我們的血管是否有異常的情形。

用眼觀察：

1. 觀察打針處是否有紅、腫、熱、痛的情形
2. 有無瘀青情形
3. 過去經常打針處是否有產生突起、鼓起一包的樣子，這稱為「假性血管瘤」，如有出現就要提醒護理人員避開假性血管瘤的位置施打。



聚康醫療體系
JYU KANG Medical System



用手觸摸：

正常情況下，這樣的電流感應是連續性的，摸起來柔軟、很好壓，不太會有脈搏跳動感；若電流感變弱且流動感變得不連續、甚至出現脈搏一跳一跳的感覺，壓下去很硬，就表示瘦管可能出問題了。



聚康醫療體系
JYU KANG Medical System



用耳朵聽：

使用聽診器，可以將它放在癭管的表面皮膚上，健康的癭管血流聲，應該是呼呼呼、低頻而連續的聲音；若聲音變得咻咻叫、高頻且不連續，則代表在聽診處下游可能有狹窄的情形。



聚康醫療體系
JYU KANG Medical System



定期追蹤目前最優質的血管通路定期追蹤方法為檢測血管通路流量，因為血管通路發生狹窄時會造成血管通路流量降低，當自體瘻管血管通路流量**小於500 mL/min**或人工瘻管血管通路流量**小於600 mL/min**或四個月內瘻管血管通路流量降低百分之二十五合併小於1000 mL/min，表示瘻管有顯著狹窄，需要介入治療，來避免嚴重的血栓產生，減少新血管通路的建立。



聚康醫療體系
JYU KANG Medical System



目前聚康醫療集團的晉康診所、益康診所、恩康診所及惠安診所，與「新光醫院透析血管通路管理中心」合作，提供每三個月血管通路流量的定期追蹤的服務，目的在嘉惠於血液透析病人，讓診所醫師也能早期發現血管通路失能問題，避免嚴重的血栓產生，因為透析病人擁有功能良好的血管通路，才能維持優質的透析品質，未來也期許離島澎湖的透析病人，也能接受到最高品質的血管通路的照護。



聚康醫療體系
JYU KANG Medical System

服務據點



晉康診所

- 新北市永和區中正路455號9樓
- (02)2928-8315

益康診所

- 新北市永和區中正路455號9樓
- (02)2928-8315

惠安診所

- 澎湖縣馬公市建國路19號
- (06)9273-718~9

恩康診所

- 新北市新店區寶中路88號3樓
- (02)2910-3051



聚康醫療體系
JYU KANG Medical System